B BRAUN
SHARING EXPERTISE



RAPIDO E DELICATO

- efficace
- rapido
- delicato



Meliseptol® Foam pure

Schiuma disinfezione per superfici sensibili

Meliseptol® Foam pure

A COLPO D'OCCHIO

- Schiuma disinfezione pronta all'uso
- Un' eccellente compatibilità con i materiali
- Grazie alla testa spruzzatrice per schiuma impiego senza aerosol
- Azione rapida: 1 minuto DGHM[1]/VAH[2]
- Senza profumo, odore poco appariscente
- Adatto anche all'uso nell'industria alimentare
- Elenchi: DGHM[1]/VAH[2] ed è inserito nell'elenco virucidia di IHO[3]

COMPATIBILITÀ CON I MATERIALI

Meliseptol® Foam pure è ideale per superfici sensibili come SpaceStation, Perfusor® Space, Infusomat® Space, misuratori di glucosio nel sangue, lampade chirurgiche, notebook Lenovo® e endoscopi flessibili. Ulteriori compatibilità del materiale sono disponibili su richiesta.

AVVERTENZE PER L'USO

Inumidire completamente le superfici con Meliseptol® Foam pure e distribuire con un panno. Osservare il tempo d'azione. Le superfici non vanno strofinate asciutte.

Articolo	Nr. art.	Pharmacode
Flacone spray 750 ml	19796	6586544
Tanica 5 litri	19288	4114522

SPETTRO DIE EFFICACIA/TEMPO D'AZIONE (TA)

Ambito d'uso	TA	Tecnica utilizzata
Disinfezione di superfici secondo DGHM[1]/VAH[2] battericida/levuricida	1 min.* carico ridotto	DGHM
Virucidia limitata (incl. HBV, HCV, HIV)[4]	1 min.	DVV/RKI
Rotavirus	1 min.	EN14476
TbB (M. terrae)	3 min.	EN14563
Polyomavirus SV40	5 min.	EN14476
Norovirus**	5 min.	EN14476

* Il valore più breve possibile nell'elenco VAH è di 5 min.
** Virus surrogato NVM



DELICATO, RAPIDO E SICURO

Physikalisch-chemische Daten
Aspetto: liquido trasparente incolore | Odore: poco appatriscente | Valore di pH: ca. 7.0
Punto di infiammabilità: + 31 °C | Densità: 0.98 g/ml

Meliseptol® Foam pure
100 g di soluzione contengono: 17 g di propan-1-olo, 0.23 g di didecildimetilammonio cloruro, tensioattivi non ionici. Indicazioni conformi al Regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di detergenti: < 5% tensioattivi non ionici. Indicazioni conformi al Regolamento sulle sostanze pericolose: Irritante. Pericolo di gravi lesioni agli occhi. I vapori possono provocare sonnolenza e stordimento. Tenere lontano da fonti di ignizione. Non fumare. Evitare il contatto con la cute. In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico. Indossare protezione oculare/facciale. Tenere fuori dalla portata dei bambini

Avvertenze:
Utilizzare i disinfettanti in maniera sicura. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

1) DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (Società tedesca di igiene e microbiologia)
2) VAH = Verbund für Angewandte Hygiene (Associazione per l'Igiene Applicata)
3) www.iho-viruzidie-liste.de
4) Conformemente alle raccomandazioni dell'Istituto RKI, Gazzetta dell'Ufficio federale della sanità 01-2004

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com

IP1687_01.2018