Meliseptol® Wipes sensitive

Distributeur de lingettes de désinfection pour les surfaces délicates



PROPRIÉTÉS

- Lingettes prêtes à l'emploi pour la désinfection des surfaces délicates
- Douces et non pelucheuses, ces lingettes protègent des rayures les surfaces très délicates
- La solution d'imprégnation Meliseptol® Foam pure n'attaque pas les surfaces, même les plus délicates
- Très bonne compatibilité matérielle
- Action rapide : 1 minute (EN 16615)
- Sans aldéhyde et sans amine
- Sans colorant et sans parfum
- Liquide d'imprégnation certifié DGHM[2]/VAH[3] et figurant sur la liste des virucides IHO[4]
- Lingettes stables 90 jours après ouverture

CONSIGNES D'UTILISATION

Essuyer les surfaces avec Meliseptol® Wipes sensitive de sorte qu'elles soient entièrement humectées de solution active. Durée d'action : cf. tableau. Ne pas frotter les surfaces pour les sécher. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou des appareils électriques sous tension !
Remplissage du distributeur : découper le sachet d'emballage et le placer dans le distributeur. Tirer la première lingette au centre du rouleau et la faire passer dans l'ouverture du couvercle. Visser le couvercle sur le distributeur.

COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE

Meliseptol® Wipes sensitive convient particulièrement aux surfaces délicates, p. ex. SpaceStation, Perfusor® Space, Infusomat® Space, Dialog+, Dialog iQ, glucomètres, éclairages chirurgicaux, ordinateurs portables Lenovo® et endoscopes souples. Autres compatibilités matérielles fournies sur demande.

SPECTRE D'ACTION / DURÉE D'ACTION (DA)

Domaine d'utilisation	Durée d'action	Norme de test
Désinfection des surfaces pour la prévention des infections nosocomiales et la désinfection générale (bactéricide, levuricide)	1 min	EN 16615, DGHM/VAH
Effet virucide limité (y c. VIH, VHB et VHC)[4]	1 min	EN 14476
Fongicide (*A. brasiliensis*)	60 min	EN 14562
Rotavirus	1 min	DVV/RKI
Norovirus[5]	5 min	EN 14476, DVV/RKI
Virus influenza aviaire de type A	1 min	DVV/RKI
Virus de la vaccine	1 min	EN 14476, DVV/RKI
VDB	1 min	DVV/RKI
Polyomavirus	5 min	DVV/RKI
Mycobactéricide	3 min	EN 14348

ARTICLE	N° ART.	PHARMACODE
Distributeur 60 lingettes de 15.2 x 20 cm	19582	4922073
Recharge 60 lingettes de 15.2 x 20 cm	19530	5030017



LINGETTES IMPRÉGNÉES POUR LES SURFACES DÉLICATES

Données physico-chimiques
Aspect : lingettes blanches | Odeur : discrète | Densité : env. 0.98 g / ml
Point d'éclair : + 31 °C

Meliseptol® Wipes sensitive (liquide d'imprégnation : Meliseptol® foam pure)
100 g de solution contiennent : 17 g de propan-1-ol, 0.23 g de chlorure de didécyldiméthylammonium, tensioactifs non ioniques.
Indications selon le règlement (CE) n° 648 / 2004 relatif aux détergents : < 5 % de tensioactifs non ioniques

Avertissements :
Les désinfectants doivent être utilisés en toute sécurité. Toujours lire les étiquettes et les informations sur les produits avant utilisation.